

REFRIGERADOR

REFRIGERADOR PELTIER DE RECIRCULACIÓN , FRIO – CALOR. Modelo D-40

- ◇ Refrigerador-calefactor controlado enteramente por microprocesador
- ◇ Construido en acero inoxidable
- ◇ Control de temperatura PID de lectura digital
- ◇ Rango: -0°C a + 60°C
- ◇ Con bomba peristáltica de recirculación regulable para termostatar dispositivos externos
- ◇ Refrigeración PELTIER
- ◇ Panel de membrana estanco
- ◇ Depósito de acero inoxidable extraíble para limpieza

Suministrado con tapa y tubos



Rango de temperatura	- 0°C a + 60°C	Potencia nominal	300W (230V) / 600W (110V)
Fluctuación de temperatura	± 0,1°C	Resistencia	Cartucho
Potencia calefactora	100W	Caudal de recirculación	de 4 a 20L/hora
Capacidad refrigeración	180W	Capacidad depósito	1 L / 100 x150mm diámetro x alto
Refrigerante	H ₂ O	Dimensiones totales	27x34x29 cm ancho x fondo x alto
Tiempo de calentamiento	<30min. de 20°C a 60°C	Alimentación/ Peso	110-230V 50/60Hz / 9,5 Kg
Tiempo de enfriamiento	<100 min. de 20°C a -0°C	Código	1.8200.00*